

**Refroidisseur LLG selon Dimroth, verre borosilicate 3.3****LLG Labware****Refroidisseur LLG selon Dimroth, verre borosilicate 3.3, olive en verre ou raccord en PP**

- Pour la condensation des vapeurs
- Raccordement à l'eau avec des olives en verre
- Avec RN mâle et femelle 29/32
- Conforme à la norme DIN 12591



Code	Description	Packaging
LLG04686190	Condensateur Dimroth avec olive verre 250 mm	1 pz
LLG04686191	Condensateur Dimroth avec olive verre 400 mm	1 pz
LLG04686192	Condensateur Dimroth avec raccord PP 250 mm	1 pz
LLG04686193	Condensateur Dimroth avec raccord PP 400 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

