



Capsule à sertir N 20, LLG, avec trou central à déchirer, non assemblé, en aluminium

LLG Labware

Capsule à sertir N 20, LLG, avec trou central à déchirer, non assemblé, en aluminium.



Code	Description	Packaging
LLG06270720	Capsule à sertir N 20, LLG, avec trou central à déchirer, non assemblé, en aluminium, Couleur Argent, Avec trou, Ø trou 8,0 mm, Matériau des septa Butyle, Couleur des septa Gris, Épaisseur 3,00 mm, Dureté Shore 50 A	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

