



Inserts pour bouteilles filetées LLG ND9 (filetage court)/ND10 et bouteilles à capsuler LLG ND11, ouverture large

LLG Labware

Inserts pour bouteilles filetées LLG ND9 (filetage court)/ND10 et bouteilles à capsuler LLG ND11, ouverture large.



Code	Description	Packaging
LLG04001547	Inserts pour bouteilles filetéés LLG ND9 (filetage court)/ND10 et bouteilles à capsuler LLG ND11, ouverture large, Volume 0,3 ml, Taille du bouchon ND9/ND10/ND11, Dimensions (ØxH) 6 x 31 mm, Couleur Clair	100 pz
LLG04008196	Inserts pour bouteilles filetéés LLG ND9 (filetage court)/ND10 et bouteilles à capsuler LLG ND11, ouverture large, Volume 0,2 ml, Taille du bouchon ND9/ND10/ND11, Dimensions (ØxH) 6 x 31 mm, Couleur Clair	100 pz
LLG06093247	Inserts pour bouteilles filetéés LLG ND9 (filetage court)/ND10 et bouteilles à capsuler LLG ND11, ouverture large, Volume 0,25 ml, Taille du bouchon ND9/ND10/ND11, Dimensions (ØxH) 5,7 x 29 mm, Couleur Clair	100 pz
LLG07401744	Inserts pour bouteilles filetéés LLG ND9 (filetage court)/ND10 et bouteilles à capsuler LLG ND11, ouverture large, Volume 0,25 ml, Taille du bouchon ND9/ND10/ND11, Dimensions (ØxH) 6 x 31 mm, Couleur Clair	100 pz

