

**Portoir modulable, PP, pour tubes****Heathrow Scientific****Portoir modulable, PP, pour tubes**

Convient pour 4 tailles de tubes au choix. Les racks peuvent s'imbriquer les uns dans les autres, afin d'accroître la capacité de stockage. En polypropylène autoclavable. Pour 4 tubes 50 ml, 12 tubes coniques de 15 ml, 32 microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou 0,5 ml. Dimensions (l x p x h): 175 x 95 x 51 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09409132	Portoir modulable pour tubes, Couleur B	1 pz
LLG09409133	Portoir modulable pour tubes, Couleur V	1 pz
LLG09409137	Portoir modulable pour tubes, Coul/5	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

