

**Electrode combinée de pH InLab**

Mettler-Toledo Online

Electrode combinée de pH InLab®

Avec corps en polysulfone et électrolyte en gel, tête enfichable S7 ou câble de connexion DIN ou BNC. Jonction céramique. Pour mesures simples, convient particulièrement aux pH-mètres portables.

Caractéristiques techniques

Electrolyte: 3 mol / l KCl avec AgCl en gel, non rechargeable

Hauteur d'immersion: 120 mm

Plage de pH: 0 ... 14 pH

Plage de température: 0 ... 80 °C

Temperaturesensor: NTC 30 kW



Code	Description	Packaging
LLG09041400	ph electrode LE438 fixcable BNC	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

