



## Balances analytiques Quintix

### Balances analytiques Quintix®

Navigation intuitive dans les menus, lancement des applications par simple pression de touche.  
Une précision maximale à chaque instant grâce au système de pesage des plus performants.  
Fabrication allemande.

- La balance s'ajuste automatiquement quand la température ou le temps préprogrammés sont dépassés
- Ecran couleur tactile
- Nettoyage facile
- La technologie " Plug & work " permet le raccordement à une imprimante ou un ordinateur via le port USB facilitant l'édition des données conformément aux normes BPL. Transfert direct de données vers programmes Microsoft® Windows sans besoin de logiciel supplémentaire
- Protection par mot de passe, verrou superviseur et verrouillage des menus pour empêcher les manipulations involontaires
- Dispositif de pesage sous balance intégré
- Nettoyage facile : pour le nettoyage de la chambre de protection, les vitres latérales, la glissière et toutes les parties en acier inox s'enlèvent facilement
- Pieds extra larges ajustables pour une mise à niveau aisée

### Caractéristiques

**Dimensions globales (L x P x H) : 216 x 360 x 320 mm**

**Hauteur de la surface de pesage : 209 mm**

**Plage de température admissible : +10 à +30 °C**

**Alimentation : 100 - 240 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG06262424	Analytical balance Quintix	1 pz.
LLG06262848	Analytical balance Quintix	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

