

**Micro-centrifugeuse MiniSpin et MiniSpin plus (IVD)****Eppendorf AG****Micro-centrifugeuse MiniSpin® et MiniSpin® plus (IVD)**

- Extrêmement compacte, avec un volume d'encombrement exceptionnellement réduit
- Stable et très silencieuse
- Système d'entraînement sans entretien
- Tableau de bord à affichage numérique auto-explicatif
- Echauffement des échantillons très limité (max.12°C après 20 min. à vitesse max)
- Touche Short-spin séparée pour une centrifugation rapide
- Ouverture automatique du couvercle
- Bloc secteur intégré dans le châssis
- Capacité pour tubes: 12 x 1,5 / 2 ml
- Rotor autoclavable (121°C, 20 min.)
- Durée d'accélération et de freinage inférieure à 13 s (en référence à la vitesse maximum)
- Adaptateurs pour tubes PCR et microcentrifugation à commander séparément.

**Caractéristiques spécifiques de la MiniSpin®**

- Livrée avec un rotor standard en aluminium
- Timer programmable 0-30 min

Caractéristiques spécifiques de la MiniSpin® plus

- Livrée avec un rotor haute performance en aluminium "Black Line"
- Commutateur pour vitesse ou accélération
- Timer programmable 0-99 min
- Option fonctionnement continu

Caractéristiques MiniSpin® // MiniSpin® plus**Accélération max: 12.100 x g // 14.100 x g****Vitesse max: 13.400 rpm // 14.500 rpm****Capacité max: 12 x 1,5 / 2 ml****Minuteur: 15 s - 30 min // 15 s - 90 min, en continu****Puissance: 70 W // 85 W****Dimensions (L x P x H): 226 x 239 x 130 mm // 226 x 239 x 120 mm****Poids: 4,3 kg****Alimentation: 230 V, 50/60 Hz**

Type MiniSpin® (IVD)

Code	Description	Packaging
LLG09776500	Centrifuge MiniSpin, 230V/50-60Hz	1 pz.
LLG09776501	Centrifuge Minispin plus Backline	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

