



Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch

Retsch

Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch



Code	Description	Packaging
LLG09739262	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 450 control , Description Système de fixation standard pour tamis Ø 400/450 mmØ 400/450 mm	1 pz.
RET32.662.0016	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 450 control , Description Système de fixation confort pour tamis Ø 400/450 mm	
LLG09739226	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 200 + AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation Comfort Ø 200/203 mm	1 pz.
LLG09739260	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation Comfort Ø 305/315 mm	1 pz.
LLG09739265	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 400 , Description Système de fixation Comfort Ø 400 mm	1 pz.
LLG09739228	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 200 + AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation Economy pour Ø100/150/200/203mm	1 pz.
LLG09739227	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 200 + AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation Standard Ø 200/203 mm	1 pz.
LLG09739261	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation Standard Ø 305/315 mm	1 pz.
LLG09739266	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 400 , Description Système de fixation Standard Ø 400 mm	1 pz.
LLG09739230	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 200 + AS 300 + AS 400, Système de fixation universel, confort, pour Ø100/150/200/203mm	1 pz.
LLG09739229	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 200 + AS 300 + AS 400, Système de fixation universel, standard, pour Ø 100/150/200/203mm	1 pz.
LLG09739231	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 200 + AS 300 + AS 400, Système de fixation universel, standard, pour Ø100/150/200/203mm humide	1 pz.
LLG06232828	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation, confort, pour Ø305mm humide	1 pz.
LLG09739269	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 450 control, Système de fixation confort pour tamis Ø 400/450 mmØ 400/450 mm humide	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09739251	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 300 + AS 400 , Description Système de fixation, standard, pour Ø305mm humide	1 pz.
LLG09739268	Système de fixation pour tamiseuse Série AS Retsch, Pour AS 450 control , Description Système de fixation standard pour tamis Ø 400/450 mm humide	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

