



Agitateur magnétique chauffant LLG-uniSTIRRER 3 pro, kit complet

Agitateur magnétique universel avec un rapport qualité-prix exceptionnel et un nouveau design amélioré.

- Sécurité élevée grâce à l'**affichage "Hot"** avec fonction d'agitation continue jusqu'à ce que la température de la plaque soit descendue en dessous de 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint.
- Fonction de régulation intégrée pour un contrôle précis de la température du milieu au moyen d'une sonde de température PT1000 raccordée.
- Plaque en acier inoxydable avec revêtement céramique
- Vitesse et température à régulation numérique
- écran LED
- Circuit de sécurité à réglage fixe de la température de la plaque chauffante à 320 °C

Caractéristiques :

- Capacité max d'agitation : 3 l
- Vitesse d'agitation : 200...1500 tr.min⁻¹
- Précision d'affichage: ± 10 tr.min⁻¹
- Barreau d'agitation : max. 50 mm
- Affichage: LED
- Plaque : \varnothing 135 mm
- T. de fonctionnement : 5 ... 40 °C
- Plage de température : Ambiante...+280 °C
- Intervalle de réglage : ± 1 °C
- Précision de température : ± 2 °C
- Puissance de chauffage : 500 W
- Température de sécurité : 320 °C
- Dimensions (l x p x h) : 155x215x100mm
- Poids : 1,5 kg
- Alimentation : 200...240V, 50/60Hz
- Degré de protection : IP 21
- Garantie 3 ans

Contenu de la livraison :



Agitateur magnétique, sonde de température PT1000, tige de fixation, support

Code	Description	Packaging
LLG06263400	LLG-uniSTIRRER 3pro + PT1000 / prise EU	1 pz
LLG06263401	LLG-uniSTIRRER 3pro + PT1000 / prise UK	





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

