



Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S

Hielscher Ultrasonics

Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S



Code	Description	Packaging
LLG09106607	Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S, Type S1 , Pointe Ø 1 mm, Pour volume 0,1 ... 5 ml ml	1 pz.
LLG09106609	Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S, Type S7 , Pointe Ø 7 mm, Pour volume 20 ... 500 ml ml	1 pz.
LLG09106608	Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S, Type S3 , Pointe Ø 3 mm, Pour volume 5 ... 200 ml ml	1 pz.
LLG09106611	Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S, Type S14D* , Pointe , Pour volume 5 ... 25 l/h ml	1 pz.
LLG09106610	Sonotrode pour sonificateur à ultrasons UP200S, Type S14 , Pointe Ø 14 mm, Pour volume 50 ... 1000 ml ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

