



Unité de dispersion ULTRA-TURRAX Tube Drive

Unité de dispersion ULTRA-TURRAX® Tube Drive

Système de dispersion, d'agitation et broyage avec un seul moteur. Système breveté de tubes à usage unique pour volumes de 2 à 50 ml avec joint hermétique. Offre protection et sécurité vis à vis des échantillons de matériaux infectieux, substances toxiques ou matériaux à forte odeur.

- Pas de contamination croisée
- Pour usage individuel ou en série
- Alimentation basse tension (24 V) pour une sécurité accrue
- Récipients en plastique résistant aux acides
- Fonction anti blocage

Tubes de dispersion (20 ml et 50 ml) avec membrane perforable, gama stérilisée disponible sur demande.

Contenu de la livraison : Appareil avec crochet pour retirer l'unité rotor-stator

Caractéristiques

Puissance moteur absorbée / débitée : 20/17 W

Volume : 2 ... 50 ml

Plage de vitesse : 300 ... 6000 tr/min

Minuterie : 1 ... 59 s (300 ... 6000 tr/min)

1 ... 29 min (300 ... 4000 tr/min)

Dimensions (L x P x H) : 100 x 160 x 40 mm

Poids : 0,75 kg



Code	Description	Packaging
LLG09570500	ULTRA-TURRAX Tube Drive	1 pz.
LLG09570507	Tube DT-20	25 pz.
LLG09570509	Tube for grinding BMT-20-G	25 pz.
LLG09570510	Tube for grinding BMT-20-S	25 pz.
LLG09570508	Tube ST-20	25 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

