

**Tampon pH incolore technique****SI Analytics****Tampon pH incolore technique**

Non colorée, stérilisée à haute température. Valeur de pH donnée à 25°C. En flacon DURAN® de 250 ml. Conservation environ 2 ans, précision +/- 0,02 pH.



Code	Description	Packaging
LLG09041043	Tampon pH incolore, technique, Valeur pH 4,00 à 25 °C, Couleur Clair	1 pz.
LLG09041045	Tampon pH incolore, technique, Valeur pH 7,00 à 25 °C, Couleur Clair	1 pz.
LLG09041048	Tampon pH incolore, technique, Valeur pH 10,01 à 25 °C, Couleur Clair	1 pz.
LLG09041081	Solutions tampons pH en ampoules, techniques, Valeur pH 4,00 / 7,00 / 10,01 à 25 °C, Contenu de l'emballage 3 x 20 ampoules	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

