



Solution de réactivation, régénératrice à solution de stockage

SI Analytics

Solution de réactivation, régénératrice à solution de stockage
Pour électrodes de pH.



Code	Description	Packaging
LLG09041034	Solution de réactivation, régénératrice à solution de stockage, Type Solution de réactivation, régénératrice / Solution de stockage , Capacité 250 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

