

**Station de lavage oculaire, à montage mural****B-SAFETY****Station de lavage oculaire, à montage mural**

Station de lavage oculaire étanche à la poussière contenant une boîte de 200 ml de solution tampon phosphate stérile et une bouteille de 500 ml de chlorure de sodium avec pictogramme et miroir. Conçue pour ateliers, où un poste de rinçage est requis, petits ateliers ou ateliers mobiles. Selon DIN EN 15154-4.

Dimensions station de lavage oculaire (H x L x P):

Dimensions station de lavage oculaire DUO (H x L x P): 265 x 227 x 110mm

355 x 250 x 115mm

Durabilité: 3 ans

Temps de rinçage: environ 7 minutes



Code	Description	Packaging
LLG09733787	Station de lavage oculaire, à montage mural, Description Station de lavage oculaire, montage mural	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

