

**Présentoir vertical en PP pour pipettes****ISOLAB****Présentoir vertical en PP pour pipettes**

Portoir pour pipette, vertical, en PP moulé.

Ce carrousel pour pipettes tourne à 360° et peut recevoir jusqu'à 94 pipettes. Les pipettes sont mises à la verticale sur le support. Le plateau en bas possède un rebord surélevé permettant de recevoir les liquides qui s'écoulent.



| Code        | Description                                                                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09273895 | Présentoir vertical en PP pour pipettes, Type Présentoir vertical pour pipettes | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

