



Flacon à sertir N 11 - LLG, ouverture large

LLG Labware

Flacon à sertir N 11 - LLG, ouverture large.



Code	Description	Packaging
LLG06263047	Flacon à sertir N 11 - LLG, ouverture large, Volume nominal 1,5 ml, Dimensions (ØxH) 11,6 x 32 mm, Couleur Marron, Forme du fond Plat, Sans champ d'inscription, Matériau Verre	100 pz
LLG06290019	Flacon sertir N11 LLG tranp. marq. x100	100 pz
LLG06291635	Flacon à sertir 1,5ml blanc 32X11,6mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

