



**Micro-inserts LLG pour flacon à vis ND13**

**LLG Labware**

**Micro-inserts LLG pour flacon à vis ND13**

Le ressort métallique est nécessaire.



Code	Description	Packaging
LLG07055486	Micro-inserts LLG pour flacon à vis ND13, Volume nominal 0,3 ml, Dimensions (ØxH) 6 x 40 mm, Couleur Clair, Forme du fond Conique, Modèle Pointe, 15 mm, Matériau Verre	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

