



Micro-inserts LLG pour flacon à vis ND13

LLG Labware

Micro-inserts LLG pour flacon à vis ND13

Le ressort métallique est nécessaire.



Code	Description	Packaging
LLG07055486	Micro-inserts LLG pour flacon à vis ND13, Volume nominal 0,3 ml, Dimensions (ØxH) 6 x 40 mm, Couleur Clair, Forme du fond Conique, Modèle Pointe, 15 mm, Matériau Verre	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

