




**Septum LLG pour bouchon à vis ND24**

**LLG Labware**

Septum LLG pour bouchon à vis ND24.



Code	Description	Packaging
LLG04008291	Septum LLG pour bouchon à vis ND24, Ø 22 mm, Matériau Silicone/PTFE, Couleur Blanc/beige, Dureté Shore 45 A, Épaisseur 3,2 mm	100 pz
LLG09003542	Septum LLG pour bouchon à vis ND24, Ø 22 mm, Matériau Butyle/PTFE, Couleur Rouge/gris, Dureté Shore 55 A, Épaisseur 2,5 mm	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

