




Septum LLG pour bouchon à vis ND24

LLG Labware

Septum LLG pour bouchon à vis ND24.



Code	Description	Packaging
LLG04008291	Septum LLG pour bouchon à vis ND24, Ø 22 mm, Matériau Silicone/PTFE, Couleur Blanc/beige, Dureté Shore 45 A, Épaisseur 3,2 mm	100 pz
LLG09003542	Septum LLG pour bouchon à vis ND24, Ø 22 mm, Matériau Butyle/PTFE, Couleur Rouge/gris, Dureté Shore 55 A, Épaisseur 2,5 mm	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

