

**Bouchons à vis ND24 - LLG, en PP, Ultrabond****LLG Labware****Bouchons à vis ND24 - LLG, en PP, Ultrabond**

Bouchon et septum forment une unité inséparable, si bien que même une aiguille émoussée ne peut pas pousser la rondelle d'étanchéité dans le flacon.



Code	Description	Packaging
LLG04008292	Bouchons à vis ND24 - LLG, en PP, Ultrabond, Couleur Blanc, Sans trou, Matériau des septa Silicone/PTFE, Couleur des septa Blanc/beige, Épaisseur 3,20 mm, Dureté Shore 45 A	100 pz
LLG04008293	Bouchons à vis ND24 - LLG, en PP, Ultrabond, Couleur Blanc, Avec trou, Ø trou 15,0 mm, Matériau des septa Silicone/PTFE, Couleur des septa Blanc/beige, Épaisseur 3,20 mm, Dureté Shore 45 A	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

