



Trompe à eau, laiton plaqué nickel

Usbeck

Trompe à eau, laiton plaqué nickel

En laiton nickelé. Avec clapet anti-retour et connexion pour raccord rapide.



Code	Description	Packaging
LLG09303001	Trompe à eau, laiton plaqué nickel, Description Raccord rapide pour trompe à eau , Filetage , Poids g	1 pz
LLG09303000	Trompe à eau, laiton plaqué nickel, Description Trompe à eau , Filetage G 1/2 , Poids 188 g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

