

**Micropipette multicanaux Eppendorf Xplorer , volume variable****Eppendorf AG****Micropipette multicanaux Eppendorf Xplorer® , volume variable**

Nouvelle pipette électronique Eppendorf Xplorer®, simple, précise avec une bonne répétabilité.

- Ejecteur multifonctionnel, principe "Up is up and down is down"™
- Sélection simple de toutes les fonctions avec menu convivial
- Choix de la langue
- Affichage couleur
- Pas de sous menus
- Fonction d'aide
- Ejection innovante : Quand l'embout est éjecté, le piston revient automatiquement à sa position initiale
- L'embout reste toujours dans la même position
- Volume et vitesse réglables précisément
- Adaptable à toutes les conditions de travail.
- Avec adaptateur secteur 230V/50Hz. L'adaptateur secteur peut être utilisé avec le support chargeur en option (réf. 9.283 254) qui maintient la pipette en toute sécurité pendant la charge.



Code	Description	Packaging
LLG09283252	Xplorer 8-channel pipettor	1 pz.
LLG09283257	Xplorer 12-channel pipette	1 pz.
LLG09283247	Xplorer 12-channel pipettor	1 pz.
LLG09283250	Xplorer 8-channel pipettor	1 pz.
LLG09283251	Xplorer 12-channel pipettor	1 pz.
LLG09283248	Xplorer 8-channel pipettor	1 pz.
LLG09283249	Xplorer 12-channel pipettor	1 pz.
LLG09283246	Xplorer 8-channel pipettor	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

