

**Refroidisseur à circulation compact, série F****JULABO****Refroidisseur à circulation compact, série F**

- Ecologique, à faible consommation d'énergie.
- Pas d'aérations latérales, les instruments peuvent être placés juste à côté d'autres équipements.
- Parties immergées en acier inoxydable ou en plastique de haute qualité.
- Grand écran lumineux LED.
- Conception compacte et faible encombrement.
- Clavier anti-éclaboussures.
- Robinets de vidange.
- Remplissage facile.



Code	Description	Packaging
JUL09620025	Refroidisseur à circulation compact, série F, Type F250, Débit 15 l / min	
JUL09620050	Refroidisseur à circulation compact, série F, Type F500, Débit 24 l / min	
JUL09620100	Refroidisseur à circulation compact, série F, Type F1000, Débit 23 l / min	



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

