

**Robinets d'écoulement LaboPlast****Bürkle****Robinets d'écoulement LaboPlast®****Robinet d'écoulement classique**

- Avec écoulement orientable, empêchant des égouttements
- Avec bec conique pour bouteilles à ouvertures étroites de diamètre 6 à 8 mm
- Convient à tous les récipients à filetage G 3/4".
- Résiste à la pression de 2 bar à 20°C (sans coude d'écoulement ni embout).
- Pièces en contact avec le milieu en PP/PE et PTFE.
- Convient pour les produits alimentaires

Robinet d'écoulement compact

- Conception compacte, le bec court ne dépasse pas du bord inférieur du récipient
- Conception optimisée pour un écoulement régulier, sans éclaboussures.
- Convient à tous les récipients à filetage G 3/4".
- PP/ PE et PTFE pour une résistance chimique exceptionnelle
- Convient pour les produits alimentaires

Robinet d'écoulement en PA

- Fabriqué en polyamide électroconducteur, peut être relié à la terre séparément.
- Idéal pour la distribution de solvants.
- Alternative économique aux robinets d'arrêt en acier inoxydable.
- Joint en PTFE.
- Livré avec un adaptateur électroconducteur en PA pour filetage interne 3/4".
- Robinet convenant aux filetages externes 3/4" et aux filetages internes 3/4"



Code	Description	Packaging
LLG09140003	Stopcock compact	1 pz.
LLG09140000	Stopcock LaboPlast	1 pz.
LLG09139997	Drain cock for canisters	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

