



Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18

LLG Labware

Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06267121 | Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18, Couleur Noir, Avec trou, Ø trou 12,0 mm, Matériau des septa Butyle/PTFE, Couleur des septa Rouge/gris, Épaisseur 1,60 mm, Dureté Shore 55 A | 100 pz |
| LLG06272871 | Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18, Couleur Noir, Sans trou, Matériau des septa Butyle/PTFE, Couleur des septa Rouge/gris, Épaisseur 1,60 mm, Dureté Shore 55 A | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

