



**Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18**

**LLG Labware**

Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18.



Code	Description	Packaging
LLG06267121	Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18, Couleur Noir, Avec trou, Ø trou 12,0 mm, Matériau des septa Butyle/PTFE, Couleur des septa Rouge/gris, Épaisseur 1,60 mm, Dureté Shore 55 A	100 pz
LLG06272871	Bouchon à vis LLG, pour flacon à vis N 18, Couleur Noir, Sans trou, Matériau des septa Butyle/PTFE, Couleur des septa Rouge/gris, Épaisseur 1,60 mm, Dureté Shore 55 A	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

