



Flacon LLG avec col à vis pour stockage DN18

LLG Labware

Flacon LLG avec col à vis pour stockage DN18.



Code	Description	Packaging
LLG06280954	Flacon LLG avec col à vis pour stockage DN18, Volume nominal 16,0 ml, Dimensions (ØxH) 20,6 x 71 mm, Couleur Clair, Forme du fond Plat, Sans champ d'inscription, Matériau Verre	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

