



Flacon à bouchon à pression LLG, N 22, sans couvercle

LLG Labware

Flacon à bouchon à pression LLG, N 22, sans couvercle.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04008282 | Flacon à bouchon à pression LLG, N 22, sans couvercle, Volume nominal 15,0 ml, Dimensions (ØxH) 26 x 48 mm, Couleur Clair, Forme du fond Plat, Matériau Verre | 100 pz |
| LLG07090616 | Flacon à bouchon à pression LLG, N 22, sans couvercle, Volume nominal 25,0 ml, Dimensions (ØxH) 26 x 65 mm, Couleur Clair, Forme du fond Plat, Matériau Verre | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

