



**Bouchon à pression - LLG DN22, en LDPE**

**LLG Labware**

**Bouchon à pression - LLG DN22, en LDPE**  
Pour boucher des flacons à sertir.



Code	Description	Packaging
LLG07090617	Bouchon à pression - LLG, en PE, P/ 100	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

