



**Bouchon N 20 LLG, en PE, transparent, pour col à sertir DIN**

**LLG Labware**

Bouchon N 20 LLG, en PE, transparent, pour col à sertir DIN.



Code	Description	Packaging
LLG07052184	Bouchon N 20 LLG, en PE, transparent, pour col à sertir DIN, Couleur Transparent, Avec trou, Ø trou 4,3 mm	100 pz
LLG09003545	Bouchon N 20 LLG, en PE, transparent, pour col à sertir DIN, Couleur Transparent, Avec trou, Ø trou 4,3 mm, Matériau des septa Butyle/PTFE, Couleur des septa Rouge/gris, Épaisseur 1,30 mm, Dureté Shore 55 A	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

