




Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine

Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine

Sans pieds. Selon DIN 12911. Avec perforation centrale Ø 20 mm et nombreuses perforations Ø 5 mm.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09042802 | Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine, Ø 140 mm, Pour DN 150 | 1 pz |
| LLG09042803 | Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine, Ø 190 mm, Pour DN 200 | 1 pz |
| LLG09042804 | Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine, Ø 235 mm, Pour DN 250 | 1 pz |
| LLG09042805 | Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine, Ø 280 mm, Pour DN 300 | 1 pz |
| LLG09042801 | Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine, Ø 90 mm, Pour DN 100 | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

