



Compteur de colonies Scan 100

Compteur de colonies Scan® 100

Scan® 100 est un compteur de colonies manuel haute technologie remarquable pour sa facilité d'utilisation et son ergonomie. Un système d'éclairage à LED avec technologie de champ noir donne une vue précise et contrastée des colonies. Le port USB intégré permet l'exportation des résultats pour une garantie de traçabilité et une réduction du temps de comptage et de reporting. L'écran tactile, le volume et l'intensité de l'éclairage sont facilement réglables. Pour toutes les boîtes de Pétri de 55 mm jusqu'à 150 mm. Adapté à tout type de stylo.

Loupe avec bras flexible à commander séparément.



Code	Description	Packaging
LLG07920048	MAGNIFYING LENS FOR SCAN100	1pz
LLG06237952	Colony counter scan 100 automatic	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

