

**Pipette à dilution Acura manual 810, volume fixe****Socorex****Pipette à dilution Acura® manual 810, volume fixe**

Micropipette à déplacement d'air permet le pipetage avec la même pipette de 1 et 0.1 ml du même liquide.

Ces 2 volumes fixes précalibrés évitent tout réglage.

Embout métallique universel permet l'utilisation de pointes paille (longueur 190 millimètres, diamètre 4 millimètres), pointes les plus appropriées pour aspirer dans des fioles ou dans des sacs profonds type "stomacher".

Alternative idéale aux pipettes en verre graduées conventionnelles lors des dilutions en série de 1:10 en bactériologie.



Code	Description	Packaging
LLG06203235	Pipette à dilution Acura® manual 810	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

