


**Support de tubes à essai LLG, à alignement automatique, en acier inox****LLG Labware****Support de tubes à essai LLG, à alignement automatique, en acier inox**

Support pour tube à essais en acier inox brossé robuste. Construction spécifique permettant l'alignement des tubes à essais automatiquement sur le support pour une utilisation plus confortable. La contamination croisée de tube à tube en est ainsi réduite, puisque les sommets des tubes ne se touchent pas. Compatible lave vaisselle, autoclavable à la vapeur, convient à la chaleur sèche (200°C) et au bain-marie. Contenance pour 50 tubes à essais.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

