



Boîtes de stockage LLG, en PP

LLG Labware

Boîtes de stockage LLG, en PP.



Code	Description	Packaging
LLG04001528	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 5/10/20 ml, positions 25, Dimensions (LxPxH) 130 x 130 x 102 mm, Couleur Bleu, Adapté à ND20	1 pz
LLG09405760	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 1,5/2,0 ml, positions 16, Dimensions (LxPxH) 67 x 67 x 45 mm, Couleur Vert, Adapté à ND8, 9, 10, 11	1 pz
LLG09405761	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 1,5/2,0 ml, positions 16, Dimensions (LxPxH) 67 x 67 x 45 mm, Couleur Rose, Adapté à ND8, 9, 10, 11	1 pz
LLG09405765	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 1,5/2,0 ml, positions 16, Dimensions (LxPxH) 67 x 67 x 45 mm, Couleur Transparent, Adapté à ND8, 9, 10, 11	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
 Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System

