



**Boîtes de stockage LLG, en PP**

**LLG Labware**

Boîtes de stockage LLG, en PP.



Code	Description	Packaging
LLG04001528	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 5/10/20 ml, positions 25, Dimensions (LxPxH) 130 x 130 x 102 mm, Couleur Bleu, Adapté à ND20	1 pz
LLG09405760	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 1,5/2,0 ml, positions 16, Dimensions (LxPxH) 67 x 67 x 45 mm, Couleur Vert, Adapté à ND8, 9, 10, 11	1 pz
LLG09405761	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 1,5/2,0 ml, positions 16, Dimensions (LxPxH) 67 x 67 x 45 mm, Couleur Rose, Adapté à ND8, 9, 10, 11	1 pz
LLG09405765	Boîtes de stockage LLG, en PP, Pour 1,5/2,0 ml, positions 16, Dimensions (LxPxH) 67 x 67 x 45 mm, Couleur Transparent, Adapté à ND8, 9, 10, 11	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

