

**Pack cuve électrophorèse omniPAGE TETRAD Mini-Set****Cleaver Scientific****Pack cuve électrophorèse omniPAGE TETRAD Mini-Set**

La cuve d'électrophorèse sur gel OmniPage Mini convient au traitement parallèle de 4 gels comportant 20 échantillons chacun. La cuve est facile à manipuler, parfaitement étanche et garantit un refroidissement efficace. Pour gels précoulés et tous les principaux types de gels 8 x 10 cm et 10 x 10cm.

Fourni avec:

- omniPAGE Mini, Plaques 10 x 10cm Dual
- 1x CVS10DIRM pince PAGE insert
- 1x VS10TANK Cuve
- 1x VS10LID Couvercle
- 1x VS10DP Plaque factice
- 1x CSL-CAB Jeu de cables d'électrophorèse, un noir et un rouge
- 1x VS10PGS1 Plaques de verre lisses avec entretoises 1mm (pack de 2)
- 1x VS10NG Plaques de verre à encoche (pack de 2)
- 1x VS10NGS1 Plaques de verre à encoche avec entretoises 1mm (pack de 2)
- 4x VS10-12-1 = 4 Peignes à 12 dents, 1mm d'épaisseur
- 1x VS10DCAST Base de coulage avec tapis de coulage



Code	Description	Packaging
LLG07930246	Pack cuve électrophorèse omniPAGE TETRAD Mini-Set, Type omniPAGE TETRAD Mini-Set	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

