



Agitateur magnétique multi-postes avec chauffage AM4/AM4X

Agitateur magnétique multi-postes avec chauffage AM4/AM4X

Avec 4 postes d'agitation à commande séparée avec des vitesses d'agitation jusqu'à 1500 tr/min et des températures jusqu'à 370 °C.

- Convient pour des volumes d'agitation jusqu'à 15 l par poste
- Compensation de couple, pour maintenir la vitesse constante lors des changements de viscosité
- Régulation électronique de la vitesse pour des vitesses stables même à bas régime
- Postes d'agitation résistants aux produits chimiques

AM4 : Agitateur magnétique multi-postes avec chauffage

Caractéristiques

Capacité d'agitation (H₂O) : 15 l

Puissance absorbée : 2 550 W

Plage de température :

Vitesse max. :

Nombre de postes : TA ... 370 °C

1 500 tr/min

4

Matériau des postes d'agitation : Aluminium enduit

Postes d'agitation :

Distance entre les postes : Ø 155 mm

31 mm

Dimensions (l x p x h) : 715 x 246 x 115 mm

Poids : 8,3 kg

Alimentation : 230 V, 50 ... 60 Hz

Garantie : 3 ans



Code	Description	Packaging
LLG04666690	Agitateur magnétique chauffant AM4 230V/	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

