

**Titrateurs volumétriques KF Titroline® 7500 KF / Titroline® 7500KF trace**

Pas d'erreurs possibles avec les Titrateurs TitroLine® KF de SI-Analytics. Le TitroLine® 7500 KF est adapté à un large éventail d'utilisations et le TitroLine® 7500 KF trace est le spécialiste des faibles teneurs en eau. Les deux titrateurs sont caractérisés par les éléments suivants:

- Rapide, facile et précis
- Méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, d'un blanc ...)
- Écran couleur haute visibilité, qui peut être facilement consulté à distance par des angles extrêmes
- Stockage des résultats via port USB et LAN (PDF et au format CSV)
- Avec courbe en ligne
- Avec des modules intelligents et interchangeables (seulement TitroLine® 7500 KF)

Applications TitroLine® 7500 KF: KF volumétrie, titrage point final (SO₂, indice de brome)

Applications TitroLine® 7500 KF trace: KF coulométrie, indice de brome

**Titrateurs Volumétrique livrés avec:**

TL 7500 KF 05: titrateur, module interchangeable WA 05, stand de titrage TM 235 KF avec agitateur intégré et pompe, récipient de titration TZ 1770, électrode de platine micro dual KF 1100 et kit de démarrage, alimentation 100-240 V

TL 7500 KF 10: titrateur, module interchangeable WA 10, stand de titrage TM 235 KF avec agitateur intégré et pompe, récipient de titration TZ 1770, électrode de platine micro dual KF 1100 et kit de démarrage, alimentation 100-240 V

TL 7500 KF 20: titrateur, module interchangeable WA 20, stand de titrage TM 235 KF avec agitateur intégré et pompe, récipient de titration TZ 1770, électrode de platine micro dual KF 1100 et kit de démarrage, alimentation 100-240 V

Titrateurs coulométriques KF fournis avec :

TL 7500 KF trace M1: titrateur, tige de support, électrode génératrice TZ 1752 sans diaphragme, agitateur magnétique TM 235, récipient de titration TZ 1751, électrode platine micro-dual KF 1150

TL 7500 KF trace M2: titrateur, électrode génératrice TZ 1752 sans diaphragme, stand de titration TM 235 KF avec agitateur magnétique intégré et pompe, tige de support, récipient de titration TZ 1754, électrode platine micro-dual KF 1150

TL 7500 KF trace M3 : titrateur, électrode génératrice TZ 1753 avec diaphragme, agitateur magnétique TM 235, tige de support, récipient de titration TZ1751, électrode platine micro-dual KF 1150

TL 7500 KF trace M4 : titrateur, électrode génératrice TZ 1753 avec diaphragme, stand de titration TM 235 KF avec agitateur magnétique intégré et pompe, tige de support, récipient de titration TZ 1754, électrode platine micro-dual KF 1150

TL 7500 KF trace M6 : titrateur, électrode génératrice TZ 1752 sans diaphragme, stand de titrage TM 235 TO, récipient de titrage TZ 1754, électrode platine micro-dual KF 1150, câble de liaison TZ 3094

Caractéristiques

Plage de mesures TitroLine 7500® KF: 10ppm - 100%

Précision du dosage: 0.15%

Plage de mesures TitroLine 7500® KF Trace: 1ppm - 5% (10µg à 100mg)

Précision: 0.3% à 1mg eau

Nombre de méthodes utilisateur: 50

Imprimante: HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF

Interface: 2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS 232, 1 x LAN

Logiciel PC: TitriSoft 3.5

Code	Description	Packaging
LLG09863170	TitroLine 7500 KF 05	1 pz.
LLG06255582	TitroLine 7500 KF 10	1 pz.
LLG09863171	TitroLine 7500 KF 20	1 pz.
LLG09863172	TitroLine 7500 KF trace M1	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09863173	TitroLine 7500 KF trace M2	1 pz.
LLG09863174	TitroLine 7500 KF trace M3	1 pz.
LLG09863175	TitroLine 7500 KF trace M4	1 pz.
LLG06272220	TitroLine 7500 KF trace M5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

