

**Electrode pH InLab Semi-Micro**

Mettler-Toledo Online

Electrode pH InLab® Semi-Micro

Electrode pH combinée corps en verre, système de référence AGENTAL™ et tête S7.

Câble à commander séparément.

Caractéristiques

Plage de températures : 0 ... 100 °C

Plage de pH : 0 ... 12 pH

Sonde température : non

Longueur / Diam : 100 mm / 6 mm

Electrolyte : Polymère XEROLYT®EXTRA

Diaphragme : Jonction ouverte

Résistance membrane à 25°C : 600 MW



Code	Description	Packaging
LLG09041565	pH electrode InLab Semi-Micro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

