

**Electrode pH InLab® Science**

Electrode pH combinée avec tige en verre, système de référence ARGENTALTM avec piège AG+ et tête S7.

Câble à commander séparément.

Caractéristiques

Plage de températures : 0 ... 100 °C

Plage de pH : 0 ... 12 pH

Capteur de température : non

Longueur / Diam : 120mm / 12mm

Electrolyte : Fluide, KCl 3mol/l

Diaphragme : Douille en verre retirable

Résistance membrane à 25°C : 600 MW



Code	Description	Packaging
LLG09041470	pH electrode InLab Science	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

