


**Support élévateur LABLIFT m**

IKA

**Support élévateur LABLIFT m**

Les supports élévateurs IKA® de laboratoire sont adaptés pour élever et soutenir les petits appareils et la verrerie de laboratoire. Les ressorts auxiliaires permettent de soulever des charges importantes facilement, même à partir de la position la plus basse.

- Le bouton permet une utilisation souple et confortable
- Le système auto-lubrifiant réduit considérablement la friction



Code	Description	Packaging
LLG09720419	Support élévateur LABLIFT m, Largeur 200 mm, Profondeur 310 mm, Hauteur min. 70 mm, Hauteur max. 300 mm, Max. stat. 25 kg, Max. dyn. 7 kg	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

