



Broyeur de laboratoire POLYMIX PX-MFC 90 D

Broyeur de laboratoire POLYMIX® PX-MFC 90 D

Le PX-MFC 90 D est adapté pour toutes les tâches de broyage à sec sans graisse au laboratoire. La tête de broyage à marteau peut être remplacée par une tête de broyage à couteaux.

-La tête de broyage à couteaux est adaptée pour le traitement de matériaux secs, fibreux, non gras

Application : bois, paille, viande séchée, cuir, papier, carbone, matériau de synthèse, etc

-Le marteau de broyage est utilisé pour le traitement de matériaux secs, cassants, non gras

Application : céréales, grains de café, os, pierre, céramique, etc

-Tamis 0,2 mm à 6 mm de diamètre

-Système de sécurité qui empêche le démarrage si le broyeur est ouvert

-Moteur triphasé puissant

-Chambre de broyage avec outils interchangeables

-Affichage LED

-Volume de travail env. 300 ml (volume de la trémie)

-Moteur triphasé 1000 watt utilisable sur le réseau 230 volts

-Tamis avec largeur de maille de 0,2 à 6 mm

-Réglage de la vitesse intégré avec écran LED pour affichage de la vitesse et de l'état

-Niveau sonore réduit grâce au moteur CA triphasé

-Vitesse réglable de 50 à 6 000 tr/min

-Arrêt automatique si ouverture de la porte

-Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et le blocage

-Poussoir de sécurité pour certains produits à broyer



Contenu de la livraison : Broyeur avec tête de broyage à marteau ou à couteau, tamis 2 mm, kit d'outils et support en bois avec 12 tubes de réception

Caractéristiques :

Volume d'application : Trémie 300 ml

Tamis : 0,2, 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm



Puissance moteur : 1000 W

Plage de vitesse : continue jusqu'à 6000 tr/min

Dimensions (L x P x H) : 251 x 325 x 480 mm

Normes : IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 IEC/EN 61010-2-51

Code	Description	Packaging
LLG06241371	POLYMIX Lab mill PX-MFC 90 D	1 pz
LLG06252048	POLYMIX Laboratory mill PX-MFC 90 D	1 pz.
LLG06258266	POLYMIX Lab mill PX-MFC 90 D	1 pz.
LLG06258267	POLYMIX Laboratory mill PX-MFC 90 D	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04013113	Sieve 3.0 mm	1 pz.
LLG04013114	Sieve 4.0 mm	1 pz.
LLG04013116	Sieve 6.0 mm	1 pz.
LLG06258232	Mill scale attachment	1 pz.
LLG09571495	Blade grinding attachment	1 pz.
LLG04013109	Sieve 0.5 mm	1 pz.
LLG04013110	Sieve 0.8 mm	1 pz.
LLG04013111	Sieve 1.5 mm	1 pz.
LLG04013112	Sieve 2.0 mm	1 pz.
LLG04013115	Sieve 5.0 mm	1 pz.
LLG06261186	Sieve 1.0 mm	1 pz.
LLG07980251	Sieve 0.2 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

