



Micro-ondes Severin MW 7873

Micro-ondes Severin MW 7873

- puissance : environ 900 W
- capacité : environ 30 L
- hauteur intérieure environ 210 mm, convient pour les fioles Erlenmeyer de 800 ml
- diamètre plateau tournant : 315 mm
- dimensions (L x P x H) : 510 x 430 x 305 mm
- 5 niveaux de puissance
- puissance en continu réglable selon le temps ou le poids
- minuterie 35 minutes avec signal sonore



Code	Description	Packaging
LLG07672991	Micro-ondes Severin MW 7873, Type Severin MW 7873	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

