

**Raccords pour distillation, en borosilicate 3.3****ISOLAB****Raccords pour distillation, en borosilicate 3.3**

Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3. Convient pour assemblage de fioles au condenseur. Col supérieur conçu pour un thermomètre, soit par un adaptateur fileté ou par prise thermomètre.

Avec col latéral d'un angle de 75 ° au centre.



Code	Description	Packaging
LLG09043301	Raccords pour distillation, Rodage perp	1 pz
LLG09043305	Raccords pour distillation, Rodage perp	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

