

**Minuteur double LLG, 2 canaux****LLG Labware****Minuteur double LLG, 2 canaux**

**Le minuteur double LLG offre deux minuteurs séparés dans un seul appareil.** Chaque canal permet de mémoriser une durée.

- Grand écran LCD à 6 chiffres
- Chronomètre numérique (en comptant)
- Minuteur (en décomptant)
- Avec fonction mémoire
- Chronomètre avec dixièmes de seconde
- Chronomètre et décompte jusqu'à 99 h 59 min 59 sec
- Alarme visuelle (LED rouge) et sonore (2 niveaux de volume), quand le minuteur a fini
- Avec aimant pour montage, suspension et pied (repliable)

Dimensions (l x h x p) : 97 x 79 x 21 mm

Poids (avec pile) : 95 g

Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)

Garantie : 12 mois



Code	Description	Packaging
LLG06311350	Minuteur double LLG	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

