

**Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP****LLG Labware****Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP**

La nouvelle génération des pointes de pipettes LLG Labware economy. Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux côtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur [www.llg-labware.com](http://www.llg-labware.com) dans la rubrique Downloads.

- Transparence optique et forme améliorées
- Inserts de rack avec code couleur pour une identification facile
- Graduées
- Autoclavables
- Sans DNase ni RNase



Code	Description	Packaging
LLG04668775	LLG TIPS ECO2 0.1-10µL transp. sac 1000	1000 pz
LLG04668776	LLG TIPS ECO2 0.1-10µL transp rack 10x96	960 pz
LLG04668777	LLG TIPS ECO2 1-200µL jaune sac 1000	1000 pz
LLG04668778	LLG TIPS ECO2 1-200µL transp rack 10x96	10x96
LLG04668779	LLG TIPS ECO2 1-200µL jaune rack 10x96	960 pz
LLG04668780	LLG TIPS ECO2 100-1000µL transp sac 1000	1000 pz
LLG04668782	LLG TIPS ECO2 100-1000µL trans rack 8x96	768 pz
LLG04668783	LLG TIPS ECO2 100-1000µL blue rack 8x96	768 pz
LLG04679861	LLG-tips Eco2.0, 100-1000 µL, L 71mm	1000 pz
LLG09409097	Embout pour micropipette digitale / 250	250 pz
LLG09409098	Embout pour micropipette digitale 1000-10000/ 100	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

