

**Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP****LLG Labware****Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP**

La nouvelle génération des pointes de pipettes LLG Labware economy.

Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux côtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.

- Transparence optique et forme améliorées
- Inserts de rack avec code couleur pour une identification facile
- Graduées
- Autoclavables
- Sans DNase ni RNase



Code	Description	Packaging
LLG04668775	LLG TIPS ECO2 0.1-10µL transp. sac 1000	1000 pz
LLG04668776	LLG TIPS ECO2 0.1-10µL transp rack 10x96	960 pz
LLG04668777	LLG TIPS ECO2 1-200µL jaune sac 1000	1000 pz
LLG04668778	LLG TIPS ECO2 1-200µL transp rack 10x96	10x96
LLG04668779	LLG TIPS ECO2 1-200µL jaune rack 10x96	960 pz
LLG04668780	LLG TIPS ECO2 100-1000µL transp sac 1000	1000 pz
LLG04668782	LLG TIPS ECO2 100-1000µL trans rack 8x96	768 pz
LLG04668783	LLG TIPS ECO2 100-1000µL blue rack 8x96	768 pz
LLG04679861	LLG-tips Eco2.0, 100-1000 µL, L 71mm	1000 pz
LLG09409097	Embout pour micropipette digitale / 250	250 pz
LLG09409098	Embout pour micropipette digitale 1000-10000/ 100	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

