

**Pompes OTAL® à usage unique avec tubes d'alimentation en PE**

Pompe de réservoir à faible encombrement à usage unique.

Le milieu à conditionner n'est en contact qu'avec le tube d'alimentation.

Le tube d'alimentation est fabriqué en un seul morceau et peut être facilement coupé à la hauteur du réservoir avec le cutter joint pour assurer une vidange complète.

Le tube d'alimentation à usage unique se change vite et facilement après l'utilisation.

Contenu de la livraison : Bille de pompe, bouchon universel en PVC mou pour ouvertures de réservoir de Ø 30 - 70 mm, cutter et 10 tubes d'alimentation jetables



Code	Description	Packaging
LLG04670768	Pompe à pied OTAL® à usage unique , Ø 12 mm, Débit 14 l / min	
LLG04670769	Pompe à main OTAL® à usage unique , Ø 12 mm, Débit 14 l / min	



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

